



Pulidora metalográfica doble LS1 / LS2



La pulidora metalografica está construida con acero pintado al horno cuenta con pies aislantes de golpes, tiene dos discos de trabajo que son accionados por reductores de engranajes extremadamente precisos y silenciosos. Las mangueras de agua cuentan con un grifo para una regulación fina del flujo de agua.

Los escurridores con los que cuenta son de acero inoxidable pulido. La pulidora tiene un diámetro de trabajo de 200 mm con una velocidad de rotación.

Del disco LS1 es de 300 r.p.m.

Del disco LS2 es de 0 a 300 r.p.m.

Los discos se pueden reemplazar fácilmente.

Especificaciones técnicas LS1 / LS2

Discos de trabajo: 2 para d.200 mm

Velocidades: una fija de 300 rpm y una de 0-300 rpm

Potencia del motor: 430 W

Peso: 62 kilogramos

Dimensiones: W 730 x D 500 x H 300 mm

LS1LS2.05 Fuente de alimentación: 220V 50/60 Hz monofásica (otras fuentes de alimentación bajo pedido)